

O Sistema MR810 de Umidificação Respiratória

MR810

- **Tensão da alimentação** 230 V~, 115 V~ ou 100 V~
- **Frequência:** 50/60 Hz
- **Uso máximo de energia:** 200 W
- **Fluxo:** 5 l/min – 60 l/min
- **Tempo para aquecimento:** 30 minutos

Reservatório de preenchimento automático do MR290

Circuitos para um só paciente

- **Série RT**
- **Circuitos de inspiração aquecida**

CUIDADO: O uso de circuitos, reservatórios e outros acessórios para respiração com o umidificador MR810 que não sejam aprovados pela Fisher & Paykel Healthcare podem comprometer o rendimento ou a segurança

INTERNATIONAL P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1134, **New Zealand** Tel:+64 9 574 0100 Fax:+64 9 574 0158
Email: info@fphcare.com **USA** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 470 3900 Fax:+1 949 470 3933
AUSTRALIA Tel:+61 3 9879 5022 Fax:+61 3 9879 5232 **AUSTRIA** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22
BENELUX Tel:+31 78 644 0924 Fax:+31 78 644 0914 **CHINA** Tel:+86 20 8363 4286 Fax:+86 20 8363 3595
FRANCE Tel:+33 1 6446 5201 Fax:+33 1 6446 5221 **GERMANY** Tel:+49 7182 93777 0 Fax:+49 7182 93777 99
INDIA Tel:+91 80 5123 6041 Fax:+91 80 5123 6044 **IRISH REPUBLIC** Tel: 1800 409 011
ITALY Tel:+39 06 7839 2939 Fax:+39 06 7814 7709 **JAPAN** Tel:+81 3 3661 7205 Fax:+81 3 3661 7206
SPAIN Tel:+34 902 013 346 Fax:+34 902 013 379 **SWITZERLAND** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54
UK (EU Authorised Representative) Tel:+44 1628 626 136 Fax:+44 1628 626 146 **Nthn Ireland** Tel: 0800 132 189

www.fphcare.com

Respiratory

HUMIDIFICATION

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

REF 185043731 Rev A 2004-11 (pt)



Cuidados Inspirados

A solução simples para a umidificação

Sistema MR810 para a umidificação respiratória

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Respiratory

HUMIDIFICATION

Sistema MR810 para a umidificação respiratória



UMIDIFICADOR MR810

■ Dois botões simples para o controle



Seleciona ligar/desligar



Seleciona um dos três níveis de temperatura e umidificação. O nível pode ser ajustado para promover o conforto do paciente



CIRCUITO

■ Indicador de modo do fio aquecedor

– quando a luz verde está acesa, o circuito está conectado corretamente



RESERVATÓRIO

■ Reservatório MR290

- linha automática para o abastecimento de água
- fornece umidificação constante
- o reservatório não requer preenchimento manual

■ Mecanismo exclusivo de duas bóias

- mantém o nível de água com segurança

■ Adequado para todo tipo de paciente

- aplicações para recém-nascidos, crianças e adultos



■ Fio aquecedor espiral exclusivo

– proporciona um aquecimento difuso no circuito
– o sensor da temperatura ambiente aumenta a atuação da umidade minimizando a condensação no circuito

