

FlexiFit™432

FULL FACE MASK

Especificações

Uma máscara para fornecimento de rosto inteiro




A nossa Segunda geração da Máscara de rosto completa (Full Face) incorporou uma camada macia de espuma que trabalha em conjunto com a camada de contorno de Silicone para proporcionar uma melhora da tecnologia de vedação e um maior conforto para utilização.

SleepStyle™
SLEEP PERFORMANCE FOR
AN ENERGIZED LIFESTYLE


Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Máscara de rosto inteiro - FlexiFit™ 432




A máscara FlexiFit™ 432 de rosto completo (Full Face) oferece uma melhor vedação e um maior conforto para utilização com a inclusão de uma camada macia de espuma que interage com a camada de vedação de Silicone. Esta alternativa para aplicação nasal ou oral já vem montada e pronta para o uso.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DA MÁSCARA PERMITINDO UM MAIOR CONFORTO E ADESÃO




Tecnologia FlexiFit™ Com auto-contorno

Graças à tecnologia
A tecnologia da camada de espuma da máscara FlexiFit™ permite ajustes simples e fáceis para o uso em uma ampla variedade de formatos nasal e facial sem complicações. A camada de Espuma proporciona uma melhor tecnologia para vedação e conforto.




Tiras Glider™ Sistema anti-vazamento

As tiras deslizadoras Glider™ oferecem liberdade de movimento, mantendo ao mesmo tempo a vedação. A vedação da máscara permanece igual, mesmo com a rotação da cabeça de um lado para o outro, minimizando a ocorrência de vazamentos.




Design de colocação sob o queixo Maior Estabilidade

O Design de colocação sob o queixo oferece estabilidade pois fornece um ponto de referência e mantém a vedação mesmo com o movimento dos maxilares durante a noite.




Eficiente difusor contínuo Operação silenciosa

Não requer manutenção
Este sistema avançado de difusor de ar evita que o ar incomode o cônjuge e minimiza o ruído que possa perturbar o sono deste.




Vedação de silicone fosca da melhor qualidade Oferecendo a melhor tecnologia em termos de vedação

Graças à tecnologia utilizada na fabricação desta vedação, este produto é macio e suave e pode ser facilmente colocado na posição adequada para uso, e a sua textura fosca oferece uma vedação ainda melhor.



Tira para a Coroa da Cabeça Maior Estabilidade

Complementa o design de colocação sob o queixo oferecendo maior estabilidade e eliminando a necessidade de uma tira no queixo.



Tira de fácil remoção Remoção em só passo

Simplesmente puxe o Cordão de fácil liberação para a remoção da touca de fixação em um só passo. Não é necessário ajustar constantemente a touca.

CONTEÚDOS

- Máscara completa montada com touca de fixação e pronta para uso
- A máscara FlexiFit™ 432 de rosto completo (Full Face) está disponibilizada em três tamanhos diferentes: Pequena, Média e Grande
- Guia de colocação de fácil utilização

NÚMERO DE PEDIDO: HC432

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, FAVOR CONTATAR O SEU REPRESENTANTE LOCAL DA FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE:

International PO Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

USA Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22
China Tel: +86 20 3205 3486 Fax: +86 20 3205 3495 **France** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Germany** Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99
India Tel: +91 80 4123 6041 Fax: +91 80 4123 6044 **Irish Republic** Tel: 1800 409 011 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205
USA Tel: +81 3 3661 7206 **Middle East** Tel: +9 71 4 360 0849 Fax: +9 71 4 368 8110 **Netherlands** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379
Switzerland Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **UK (EU Authorised Representative)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Nthn Ireland** Tel: 0800 132 189