

*Infinity*TM481

DIRECT NASAL MASK

Especificações


Uma máscara de fornecimento nasal direto



Esta é a menor e a mais leve de todas as máscaras, oferecendo ao paciente liberdade total.

A InfinityTM 481 difere das outras máscaras de uso nasal pois fornece pressão direta às vias nasais através de uma vedação de silicone de formato anatômico colocada diretamente em cada narina


Fornecimento nasal direto - *Infinity™ 481*



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004

A *Infinity™ 481* nasal direta é a menor e mais leve máscara contendo uma junta esférica, que permite um infinito número de movimentos para o seu maior conforto. Esta liberdade de movimento, em conjunto com a touca de fixação *Microgear™* de tamanho mínimo é fácil de usar e oferece maior conforto. A *Infinity™ 481* nasal direta já vem totalmente montada na caixa e está pronta para ser usada.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DA MÁSCARA PERMITINDO UM MAIOR CONFORTO E ADESÃO




Base da máscara anatomicamente Desenhada

A junta esférica permite que o usuário selecione a posição do Flexitube – oferecendo maior liberdade na escolha da posição durante o sono.



Touca de fixação *Microgear™* Interferência mínima

Praticamente sem tiras, trata-se da menor touca de fixação existente no gênero. A touca de fixação *Microgear™* mantém a máscara firmemente no seu lugar fazendo a sua presença ser sentida o mínimo possível e oferecendo as vantagens de uma touca de tamanho normal.




Efficiente difusor contínuo Operação silenciosa

Não requer manutenção
Este sistema avançado de difusor de ar evita que o ar incomode o cônjuge e minimiza o ruído que possa perturbar o sono deste.



Vedação de silicone com contornos Vedação confortável

De formato anatômico para encaixar nas narinas e oferecer o maior conforto e uma ótima vedação. Estas são fornecidas em vários tamanhos e vem acompanhadas de um guia (gabarito) permitindo escolher o tamanho certo.



Vedação de silicone fosca da melhor qualidade Oferecendo a melhor tecnologia em termos de vedação

Graças à tecnologia utilizada na fabricação desta vedação, este produto é macio e suave e pode ser facilmente colocado na posição adequada para uso, e a sua textura fosca oferece uma vedação ainda melhor.

CONTEÚDOS

- A máscara completa com touca de fixação montada e pronta para uso
- Guia para auxiliar na seleção da vedação de silicone do tamanho certo
- Quatro tamanhos de vedação de silicone incluídos (XP, P, M, G)
- Guia de Colocação de fácil utilização

NÚMERO DE PEDIDO: HC481

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONTATE SEU REPRESENTANTE LOCAL DA FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

International PO Box 14 348, Panmure, Auckland 1134, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

EUA Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Austrália** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Áustria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22
Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **França** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Alemanha** Tel: +49 7182 93777 0
Fax: +49 7182 93777 99 **Índia** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irlanda** Tel: 1800 409 011 **Itália** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japão** Tel: +81 3 3661 7205
Fax: +81 3 3661 7206 **Espanha** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Suíça** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Reino Unido (Representante Autorizado da UE)** Tel: +44 1628 626 136
Fax: +44 1628 626 146 **Irlanda Do Norte** 0800 132 189