

FlexiFit™ 407

PREMIUM NASAL MASK

Especificações


Uma máscara de fornecimento nasal



Incorporando a tecnologia FlexiFit™ com propriedades de auto-contorno, a máscara nasal FlexiFit™ 407 é fornecida com Glider™, um mecanismo de tira exclusivo para maior conforto e estabilidade.


As outras características exclusivas garantem uma excelente noite de sono.

Fornecimento nasal - *FlexiFit™* 407




A máscara nasal Premium FlexiFit™ 407 de colocação sobre o nariz oferece um encaixe melhor, é mais leve e mais fácil de usar. A touca de fixação Stretchgear™ oferece um conforto ainda maior e o seu difusor contínuo, que não requer manutenção, garante uma operação mais silenciosa. A máscara nasal FlexiFit™ 407 já vem totalmente montada na caixa e está pronta para ser usada.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DA MÁSCARA PARA MAIOR LIBERDADE, CONFORTO E ADESÃO



Tecnologia FlexiFit™ Com auto-contorno

Grças à tecnologia FlexiFit™ de almofada de ar, esta ajusta-se automaticamente à uma variedade de contornos nasais e faciais podendo ser colocada com um simples passo e sem ajustes complicados.



Tira Glider™ Sistema anti-vazamento

A tira deslizadora Glider™ oferece liberdade de movimento, mantendo ao mesmo tempo a vedação. A vedação da máscara permanece igual mesmo com a rotação da cabeça de um lado para o outro, minimizando a ocorrência de vazamentos.



Touca de fixação Stretchgear™ Sistema de suspensão da Máscara Deluxe

Trata-se de um segmento elástico especial da touca de fixação que mantém a mesma força de vedação da máscara mesmo quando o paciente movimentar a cabeça para cima e para baixo.




Vedação Premium de silicone fosco Tecnologia de vedação máxima

Grças à tecnologia utilizada na fabricação desta vedação, este produto é macio e suave e pode ser facilmente colocado na posição adequada para uso, e a sua textura fosca oferece uma vedação ainda melhor.



Efficiente difusor contínuo Operação silenciosa

Não requer manutenção
Este sistema avançado de difusor de ar evita que o ar incomode o cônjuge e minimiza o ruído que venha perturbar o sono deste.



Fivela Glider™ Remoção em um só passo

Fácil remoção da touca de fixação em um só passo. Não requer ajustes constantes da touca.



Remoção da tira oculta Remoção em um só passo

Fácil remoção da touca de fixação em um só passo. Permite que esta seja montada novamente sem necessidade de ajustes na colocação.

CONTEÚDOS

- Máscara completa com touca de fixação montada e pronta para usar
- Vedação de silicone de tamanho único, para uso pela maioria dos pacientes
- Guia de colocação de fácil utilização

NÚMERO DE PEDIDO: HC407

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONTATE SEU REPRESENTANTE LOCAL DA FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

International P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1134, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

EUA Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Austrália** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Áustria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22
Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **França** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Alemanha** Tel: +49 7182 93777 0
Fax: +49 7182 93777 99 **Índia** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irlanda** Tel: 1800 409 011 **Itália** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japão** Tel: +81 3 3661 7205
Fax: +81 3 3661 7206 **Espanha** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Suíça** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Reino Unido (Representante Autorizado da UE)** Tel: +44 1628 626 136
Fax: +44 1628 626 146 **Irlanda Do Norte** 0800 132 189